

NEXUS

Поєднання натхнення та інновацій



Представляємо EVA NEXUS™
Майбутнє офтальмологічної хірургії

NEXUS: інновації для вдосконалення хірургії

Інновації під керівництвом хірурга — це основа нашої нової платформи для офтальмологічної хірургії. Передові функції, система та кожен інструмент поєднані для оптимізації всього хірургічного процесу для Вас та Ваших пацієнтів. EVA NEXUS враховує динаміку саме Ваших хірургічних операцій й підвищує продуктивність системи так, щоб Ви могли максимально ефективно та комфортно проводити операції у Вашому ритмі.



EVA NEXUS створює гармонійну синергію між гідродинамікою, інструментами, хірургом та пацієнтами

EVA NEXUS розроблена для забезпечення синхронної роботи хірурга, системи та пацієнта, завдяки вдосконаленій гідродинаміці з технологією VacuFlow VTi в її основі.

— SMART IOP™

У режимі SMART IOP система EVA NEXUS автоматично компенсує коливання тиску. Система регулює тиск іригації для підтримки постійного тиску та стабільності камери, навіть під час прориву оклюзії, забезпечуючи поліпшену стабільність передньої камери під час процедур факоемульсифікації.

— Інтелектуальна система регулювання клапанів VTi (Valve Timing Intelligence)

Помпа VTi керує інтелектуальною гідродинамікою та усуває ризик небажаних пульсацій потоку, разом з активною інфузією наступного покоління для досягнення постійного BOT під час вітректомії.

DORC є впевненим прихильником інновацій для хірургії



NEXUS: натхненна Вами

Уявіть собі високоінтелектуальну систему для офтальмологічної хірургії, яка настільки швидко реагує, що об'єднує наміри хірурга з системою, задовольняючи офтальмологічних хірургів у всьому світі. Представляємо EVA NEXUS від DORC: майбутнє офтальмологічної хірургії.



Продуктивність

Адаптивна технологічна платформа на базі унікальної технології VacuFlow VTi.

Керування

Більш швидка адаптивність завдяки гідродинаміці та інструментам, створеним для злагодженої роботи один з одним.

Стабільність

Смартфункції підтримують постійний VOT під час вітректомії та покращують стабільність передньої камери.



NEXUS: створена для Вашої продуктивності

EVA NEXUS створена з винятковими характеристиками та цілим рядом інноваційних інструментів, що призначені для легкої роботи на платформі EVA. Отже, незалежно від того, чи проводите Ви операцію на сітківці, чи операцію з видалення катаракти, чи обидві ці операції, EVA NEXUS дозволить Вам це зробити.

Монітор з можливістю регулювання
Ергономічний поворотний екран.

Цифрове накладання параметрів на відео
Хірургічні параметри можуть бути накладені на відеозапис операції та використовуватись як навчальний матеріал.

Контроль BSS
Нова система управління збалансованим сольовим розчином BSS, що підходить для флаконів та контейнерів, з двоступеневим попередженням про низький рівень BSS.

SMART IOP™
Забезпечує більш стабільний, нижчий тиск у передній камері та незмінну стабільність, навіть під час постоклюзійних перерв.


Універсальна касета
Ефективна універсальна касета для вітректомії та факоемульсифікації.

Подвійні інфузійні та іригаційні лінії
Швидке перемикання між етапами для переднього та заднього відрізка для динамічного реагування за необхідності.

LED-ендоілюмінація
3-портова система з можливістю налаштування та жовтим тонуванням для збільшення безпечного часу експозиції.

Бездротова двокоординатна педаль
Налаштовується та програмується для незалежного контролю аспірації та факоемульсифікації з управлінням лазером.





Інноваційна платформа EVA NEXUS
була створена для того, щоб задовольнити
Ваші офтальмологічні хірургічні потреби
сьогодні та в майбутньому.



EVA EQUIPHACO™
Технологія факоемulsифікації
нового покоління EVA

Створена для чудової стабільності передньої камери, високої ефективності ультразвуку та скорочення ефективного часу факоемulsифікації.



DORC TDC
Подвійний зріз для ефективної
вітректомії

Розроблений для покращеного різання та оптимальної продуктивності — ідеально доповнюється гідродинамікою Vacuflow VTi.



EVA INICIO™
Перша схвалена офтальмологічна
система для мікроін'єкцій

Покращена точність та контроль при ін'єкціях малих об'ємів.



EVA AVETA™
Револьюційна система троакарних
канюль з інфузійним з'єднанням
Push-Fit та унікальною функцією
лазерного гравіювання для фіксації

Призначена для кращого утримання у склері. Функція Hi-Flow™ оптимізує інфузію навіть з 27G.

Сервіс та підтримка хірургічних інновацій **NEXUS**



Ми допоможемо Вам створити ефективне та зручне хірургічне середовище. Звертайтеся до нас для отримання комплексного обслуговування та навчання.



Наша глобальна мережа технічних спеціалістів з практичних питань відповість на Ваші запитання та надасть своєчасну експертну підтримку у будь-який час та в будь-якому місці.



Технічна підтримка 24/7 за телефоном
+31 (0) 181 890 990

Від найбільших офтальмологічних досягнень до найдрібніших деталей обслуговування — наша мета полягає у тому, щоб передбачити Ваші потреби та перевершити очікування. Дізнайтеся більше про наші інновації та про перспективи, оскільки ми разом з Вами визначаємо майбутнє офтальмологічної хірургії.

Відчуйте потужність інновацій хірургічної системи NEXUS
dorcglobal.com/eva-nexus

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.
Scheijdelveweg 2, 3214 VN Zuidland, The Netherlands (Нідерланди)
Тел.: +31 181 45 80 80 | Факс: +31 181 45 80 90
Електронна пошта: sales@dorcglobal.com

Уповноважений представник
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. в Україні
ТОВ «Медична компанія «Медікус»
вул. Краківська, 22, Київ, Україна, 02094
Тел.: +380 44 574 0571 | Факс: +380 44 574 0573
Електронна пошта: eye@medicus.ua
medicus.ua/dorc

МЕДІКУС